



Ref.: 4119

RODILLERA RÓTULA ABIERTA

Características:

La rodillera estabilizadora de talla única permite controlar la tensión mediante unas bandas de ajuste que favorecen una perfecta adaptación a la rótula, sin molestar la zona poplíteica. Está confeccionada en neopreno astracán de 2 mm, con propiedades térmicas que alivian el dolor y favorecen así mismo la recuperación y el mantenimiento de la flexibilidad de las articulaciones. Es ligera y cómoda para su uso diario.

Efectos:

Termocompresión, descarga, protección, estabilidad mediolateral y centrado de la rótula.

Indicaciones:

- Ligeras contusiones. Artrosis y artritis.
- Tratamientos post-quirúrgicos. Rehabilitación.
- Cualquier patología de rodilla en que sea necesario centrar o descargar la rótula.

Color:

- Azul.

