



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Asiento de ducha abatible

AD538

<http://www.ayudasdinamicas.com/asiento-de-ducha-abatible/>



### Descripción

Fabricado en aluminio con recubrimiento epoxi en color blanco.

Asiento plástico de forma cóncava con desagüe y asideras integradas para mayor sensación de seguridad.

Se puede plegar contra la pared cuando está fuera de uso.



### Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD538
ANCHO	50 cm
FONDO	30 cm





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

FONDO TOTAL	40 cm
PLEGADO	15 cm

