


Bandas y Fajas



Ref.: B-280

BANDA ELÁSTICA ABDOMINAL

Características:

Banda abdominal confeccionada en tejido de algodón elástico en una sola pieza, que proporciona un agradable contacto con la piel del paciente. Por su diseño y elasticidad obtenemos una óptima adaptación tanto en la cintura como en la pelvis. Su sistema de cierre permite un ajuste y fijación en toda la pared abdominal gracias a la amplia zona de velcro que dispone.

Efectos:


Contención, soporte y apoyo lumbar.

Indicaciones:

• Contención de pequeñas y medianas eventraciones. Contención post-quirúrgica y post-parto.

Color:

■ Beige.

| TALLAS | PERÍMETRO CM | ABDOMEN | ALTURA DELANTERA |
|--------|--------------|--|--|
| S/1 | 70-90 |  |  28 cm |
| M/2 | 90-110 | | |
| L/3 | 110-130 | | |