



Ref.: 4607

MUÑEQUERA VENDAJE CON PULGAR

Características:

Muñequera en neopreno de 2 mm, especial vendaje con cierre velcro, incluye dedil en la zona del pulgar, dándonos una ligera contención y aporte térmico en la articulación trapecio-metacarpiana.

Efectos:

Termocompresión y estabilización.

Indicaciones:

- Inestabilidades leves.
- Prevención en deporte.
- Prevención laboral cuando se realicen movimientos repetitivos de la muñeca.

Color:

- Azul.

TALLAS	UNIVERSAL	
--------	-----------	--