

TABURETE DE DUCHA SMART

Código

600133

Características

ESTRUCTURA DE ALUMINIO.

AJUSTE ADE ALTURA FÁCIL Y PRECISO.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.

ORIFICIOS PARA DEJAR FLUIR EL AGUA.

DIMENSIONES TOTALES: 49,5 X53,5CM.

DIMENSIONES ASIENTO: ANCHO 43 X PROF 38 X ALTO 42 A 57 CM.

PESO 3,15 KG.

PESO MÁXIMO USUARIO 150 KG.

Códigos

sns

09 33 03

Colores

AZUL GRIS

Artículos

812215 TABURETE DE DUCHA SMART AZUL

7320451354341

812214 TABURETE DE DUCHA SMART GRIS

7320451354334

Galería de imágenes

