



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Pajitas anti-retorno 'Pat-Saunders'

H4266-CINCO5

<http://www.ayudasdinamicas.com/pajitas-anti-retorno-pat-saunders-cinco5/>



### Descripción

Los terapeutas encuentran estas pajitas de gran utilidad para un gran número de pacientes con necesidades especiales. Pajitas con válvula anti-retorno que mantienen el líquido dentro de la pajita aún después de dejar de succionar. Esta válvula impide ingerir demasiado aire al beber. Las pajitas llevan un clip para sujetarlos al vaso. **El pack contiene dos pajitas de diferente largo: 25 cm y 18 cm.**