



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asientos abatibles compactos y acolchados

AD528

<https://www.ayudasdinamicas.com/asientos-abatibles-compactos-y-acolchados/>



Descripción

Ofrecen una solución económica, compacta y confortable para el usuario en duchas de dimensiones reducidas. Fabricado en plástico de polipropileno y aluminio. Asiento acolchado de tacto suave que se puede desmontar para facilitar su limpieza. Ajuste de precisión en una pata para compensar cualquier irregularidad en la superficie de la ducha (+/- 13 mm). Disponibles en dos medidas.

Los asientos deben ser instalados en una pared firme y segura. Los tacos y los tornillos deben ser los apropiados y su elección, así como la instalación del asiento, debe ser llevada a cabo por personal cualificado para ello. Recomendamos utilizar siempre la tornillería de acero inoxidable. La carga máxima depende de la correcta instalación y del estado de la pared, por eso la especificamos solo de forma orientativa.



PRODUCTO
INOXIDABLE

150
kg
máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD528MAXI	AD528MINI





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

ANCHO	41 cm	34 cm
ALTO REGULABLE	48 - 61 cm	48 - 61 cm
FONDO	32 cm	26 cm
FONDO TOTAL	42 cm	37 cm
PLEGADO	15 cm	15 cm

