



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Conos de elevación 'Patatas de elefante'

AD58...

<https://www.ayudasdinamicas.com/conos-de-elevacion/>



Descripción

Los conos elevadores comúnmente llamados “patas de elefante” son los más populares por ser muy fuertes, muy anchos y estables, compatibles con la mayoría de mobiliario, además de económicos. Se colocan simplemente debajo de cada pata de la silla o la cama. El diseño especialmente ancho de la parte superior aloja fácilmente cualquier tipo de pata o rueda. **Peso máximo 380 kg:** incluido mueble y usuario.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Hay que elevar cada punto de contacto del mueble con el suelo todos al mismo nivel. Tenga cuidado en no elevar los muebles demasiado, ya que podrían resultar incómodos.

