



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Elevador de bañera eléctrico 'Bath Master'

AD590

<https://www.ayudasdinamicas.com/elevador-banera-electrico-bath-master/>



Vídeo disponible en ayudasdinamicas.com



Descripción

El elevador está a la altura del borde de la bañera y el usuario se sienta de manera cómoda y segura. El asiento ergonómico y agradable al tacto ofrecen gran confort. Simplemente apretando un botón, el Bath Master, desciende suavemente hasta el fondo de la bañera. Cuando el asiento está en el fondo de la bañera se puede reclinar hacia atrás el respaldo para mayor confort. Es ligero, fácil de transportar y guardar y cuando no se utiliza, se puede retirar de la bañera para dejarla libre.

Apretando un botón el elevador asciende suavemente hasta el borde de la bañera para facilitar la salida. Funciona con baterías de Litio (recarga en 3 horas).





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

PRODUCTO
INOXIDABLE


11
kg

total

140
kg

máximo

Accesorios



Disco giratorio



Disco deslizante y giratorio

