



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Asideras de tacto suave 'Prima'

AD605

<https://www.ayudasdinamicas.com/asideras-de-tacto-suave-prima/>



### Descripción

Fabricadas con plástico reforzado interiormente con acero inoxidable. De aspecto atractivo y de tacto blando y cálido. Ranuradas para facilitar un buen agarre incluso con las manos enjabonadas. Los tornillos quedan ocultos con un embellecedor. Disponibles en dos largos: 30 y 45 cm.

### Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD605A	AD605B
LARGO TOTAL	30 cm	45 cm

