



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asiento 'Fedder' con base móvil

FEDDER

<http://www.ayudasdinamicas.com/asiento-fedder-con-base-movil/>



Descripción

Permite trasladar al usuario de un lugar a otro sin necesidad de reposicionar.

Tabla de medidas y modelos

MODELO	4444M	4542M	4542P
FONDO ASIENTO	24 cm	33 cm	42 cm
ALTO RESPALDO	59 cm	73 cm	89 cm
ANCHO TOTAL	36 cm	43 cm	53 cm
ALTURA TOTAL	69 cm	86 cm	104 cm
ALTURA MÁXIMA DEL NIÑO	122 cm	155 cm	183 cm

